

Baxter



**BRAUN
THERMOSCAN®
PRO 6000**
ÖRÖNTERMOMETER



VARFÖR MÄTA I ÖRAT?

Kliniska studier har visat att örat är en utmärkt plats för mätning eftersom temperaturen i örat motsvarar kroppens inre temperatur.¹

Fördelar med att ta temperaturen i örat:

- Bekvämare för patienten än orala, axillära eller rektala temperaturmätningar
- Ingen kontakt med slemhinnor, vilket kan påverka mätnoggrannheten

HUR FUNGERAR DET?

När **PRO 6000-termometern** placeras i örat övervakar den kontinuerligt den infraröda energi som avges av trumhinnan och omgivande vävnad tills en stabil temperatur har uppnåtts och en exakt mätning kan utföras.²



SNABBHETEN OCH ENKELHETEN SOM DU BEHÖVER

För snabba och exakta temperaturavläsningar³



PRECISA AVLÄSNINGAR JÄMFÖRBARA MED KÄRNTEMPERATUR³

Kompenserar för yttre faktorer som kan resultera i för låga mätvärden

FÖRDELAR MED PRO 6000 PERFECTEMP-TEKNIK

PerfectTemp-tekniken kompenserar för yttre faktorer som kan resultera i för låga mätvärden, jämfört med kroppens inre temperatur³

PerfectTemp-tekniken hanterar två huvudsakliga problem vid temperaturmätningar i örat

- Olikheter i hörselgångens anatomi³
- Variabilitet i termometers position i örat³

När termometers position i örat inte är idealisk hjälper **PerfectTemp** till att justera mätningens exakthet i jämförelse med kroppens inre temperatur. **PerfectTemp** aktiveras när termometern placeras i örat och samlar in information om probens riktning och djup. Denna information tas med i beräkningen av temperaturen.

AVANCERAD TEKNIK OCH FUNKTIONER SOM FÖRBÄTTRAR DIN KLINISKA UPPLEVELSE

Med **PerfectTemp**-tekniken justeras skillnader i probplacering

- **ExacTemp**-tekniken känner av probens stabilitet under mätningen
- En förvärmad prob hjälper dig att utföra precisa mätningar
- 60-sekunders pulsklocka kan hjälpa dig med manuell mätning av puls och andning
- Minnesknappen visar den senast utförda mätningen
- Med C/F-knappen kan du snabbt konvertera mätvärden mellan Celsius och Fahrenheit
- Elektroniska och mekaniska säkerhetsfunktioner förhindrar stöld och förlust

PRODUKTALTERNATIV OCH TILLBEHÖR

LITEN BASENHET

Vår basenhet kan förvara 20 probskydd och skjuts upp för enkel ditsättning av probskydd.

STOR BASENHET

Vår stora basenhet kan förvara två förpackningar med probskydd och kan väggmonteras för extra säkerhet när den används med en säkerhetsrem som tillval.

LADDNINGSSTATION, TILLVAL

Förvarar 200 probskydd, laddningsbart batteri medföljer, möjliggör elektroniska säkerhetsinställningar.

SÄKERHETSREM, TILLVAL

Minskar risken för stöld och förlust och håller **PRO 6000** ansluten till sin hållare.



SPECIFIKATIONER	
Mättid	2–3 sekunder
Patentskyddad sensor-teknik	PerfecTemp -teknik stödjer noggrann mätning genom att känna av probens placering i örat och justera temperaturberäkningen
	ExacTemp bidrar till exakthet genom att känna av probens stabilitet under mätning
Temperaturintervall	20,0 °C till 42,2 °C
Omgivningstemperaturområde	10,0 °C till 40,0 °C; PerfecTemp används i temperaturer mellan 16,2 °C och 36,4 °C
Noggrannhet	±0,2 °C för intervallet 35,0 °C till 42,0 °C ±0,3 °C för temperaturer utanför intervallet 35,0 °C till 42,0 °C
Typ av display	Bakgrundsbelyst LCD-display, fyra siffror plus specialikoner
Automatisk avstängning	Ca tio sekunder efter den senaste mätningen
Basenheter	Liten med en förpackning (rymmer 20 skydd), stor med två förpackningar (rymmer 40 skydd)
Säkerhetsalternativ – elektroniskt	Tidsintervall då termometern är ifrån sin station (laddningsstation krävs)
Andra funktioner	Pulsklocka, minnesknapp och C/F-konverteringsknapp
Tillval	Laddningsstation med laddningsbart batteri, fästremmar
Batteri	2 x MN 1 500 eller 1,5 V AA (LR6) eller laddningsbart batteri
Batteritid	6 månader/1 000 mätningar (alkaliska AA-batterier); 700 mätningar med ett fulladdat laddningsbart batteri (kräver laddningsstation)
Vikt	100 g utan batterier
Mått	152 x 44 x 33 mm
Standard	ISO 80601-2-56 ASTM 1965-98, EN 12470-5, MDD (93/42/EEC) bilaga II
Garanti	3 år (termometer, laddningsstation och laddningsbart batteri)

BESTÄLLNINGSPACKNING	
06000-200	Braun ThermoScan® PRO 6000 och liten/en förpackning probskydd
06000-300	Braun ThermoScan® PRO 6000 och stor/två förpackningar probskydd

TILLBEHÖR	
06000-800	Braun ThermoScan® PRO 6000 Sondhöljen för engångsbruk (800/förpackning)
06000-125	Braun ThermoScan® PRO 6000 Laddningsstation (laddningsbart batteri medföljer)
106201	Säkerhetsrem, 1,8 m
106204	Säkerhetsrem, 2,7 m
104894	Braun ThermoScan® PRO 6000 laddningsbart batteri
01802-110	Modell 9600 Plus temperaturkalibreringstestare

KONTAKTA ER LOKALA BAXTER-REPRESENTANT FÖR MER INFORMATION.

Referenser

1. Guyton A C, Textbook of medical physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, sid. 919
2. Stöds av bruksanvisningen för Braun Thermoscan Pro 6000
3. Baserat på Baxters interna tester

Termometern Braun ThermoScan® PRO 6000 är en termometer för kliniskt bruk. Den indikeras för återkommande mätning av kroppstemperaturen hos människor i alla åldrar, från nyfödd (fullgångna) till geriatriska patienter, i en professionell vårdmiljö.

Medicinteknisk produkt (93/42/EEC): Anmält organ, klass IIa: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Tillverkare: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Representant i Europa: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irland. Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Läs noggrant de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Welch Allyn förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Baxter ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

Baxter.se

Tel: 020-78 10 30

E-post: hrc_ordernordic@baxter.com

Baxter, PerfecTemp och Welch Allyn är varumärken som tillhör Baxter International, Inc. eller dess dotterbolag.

Braun och ExacTemp är varumärken som tillhör Braun GmbH.

Thermoscan är ett varumärke som tillhör Helen of Troy Limited.

SE-FLC35-250001 (v1) 02/2025